

Evakuering



Järven Räddningslakan

Med Järven Räddningslakan mellan madrassen och sängen kan man snabbt evakuera patienten vid brand eller annan fara. Med ett enkelt handgrepp kan en person själv evakuera en patient.

Järven Räddningslakan har ett extra långt draghandtag i varje kortsida som gör det möjligt för personalen att kunna evakuera med rak rygg och därmed minska den fysiska ansträngningen vid evakuering.

Fästbanden är försedda med stark korbore och färgade i en tydlig orange säkerhetsfärg.

Med ett räddningslakan som uppfyller Svensk standard SS 876 00 39:2012 kan man vara trygg med att det är slitligt och fungerar att evakuera med i både vått och torrt.

Art nr	För madrassbredd
9900	78-84 cm
9901	70-77 cm
9902	85-90 cm
9903	100-105 cm



SS 876 00 39:2012

Räddningslakanstandard

Järven Räddningslakan uppfyller Svensk Standard, SS 876 00 39:2012, och detta garanterar bl.a. att handtagen klarar en belastning om 1000 N(100 Kg) vilket motsvarar en patientvikt om ca. 210 kg. Glidförmågan är hög mot vått och torrt underlag.

Garanti

1 år på tillverkningsfel

Röntgen

Räddningslakanet är röntgenstransparent

Märkning

Räddningslakanet är märkt med evakueringsinstruktioner på 8 språk, EAN-kod, skötselråd samt kontaktuppgifter till tillverkaren.

Flamskydd

Uppfyller SS 876 00 01

Återvinning

Räddningslakanet är helt återvinningsbart och skall sorteras för energiåtervinning. Ingen demontering är nödvändig.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.


Järven Health Care

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660-22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se